

CONLOURYA®
康洛亚

动物诊疗产品系列



浙江义在医疗科技有限公司

动物疾病快检试剂盒

Animal Diseases Rapid Test Kit

【产品名称】动物疾病快速检测试剂盒

【适用对象】宠物兽用

【实验方法】胶体金法

【检测时间】10-15分钟



犬类检测

产品简称	产品名	抗原/抗体	检测样本
CDV Ag	犬瘟热病毒抗原检测卡	抗原	眼结膜、鼻腔、唾液等分泌物
CPV Ag	犬细小病毒抗原检测卡	抗原	粪便
CAV-II Ag	犬腺病毒Ⅱ型抗原检测卡	抗原	眼结膜、鼻腔、唾液等分泌物
CCV Ag	犬冠状病毒抗原检测卡	抗原	粪便
CIV Ag	犬流感抗原检测卡	抗原	眼结膜、鼻腔、唾液等分泌物
CPIV Ag	犬副流感病毒抗原检测卡	抗原	眼结膜、鼻腔、唾液等分泌物
Rota Ag	犬轮状病毒抗原检测卡	抗原	粪便
Toxo Ag	犬弓形虫抗原检测卡	抗原	全血、血清或血浆
CHW Ag	犬心丝虫抗原检测卡	抗原	全血、血清或血浆
CPV Ag/CCV Ag	犬细小/犬冠状病毒抗原检测卡	抗原	粪便
CPV Ag/CDV Ag	犬细小/犬瘟热病毒抗原检测卡	抗原	CDV:眼鼻口分泌物 CPV:粪便
CDV Ag/CAV Ag	犬瘟热/犬腺病毒抗原检测卡	抗原	眼结膜、鼻腔、唾液等分泌物
CPV Ag/CCV Ag/GIA Ag	犬细小/犬冠状/贾第鞭毛虫病毒抗原检测卡	抗原	粪便
CDV Ab	犬瘟热病毒抗体检测卡	抗体	血清/血浆
CPV Ab	犬细小病毒抗体检测卡	抗体	血清/血浆
Rabies Ab	狂犬病毒抗体检测卡	抗体	血清/血浆
Brucella Ab	犬布鲁氏菌病抗体检测卡	抗体	眼结膜、鼻腔等分泌物
Leptospira Ab	钩端螺旋体属抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
Anaplasma Ab	红孢子虫属抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
Canine RLN	犬早孕检测卡	/	血清/血浆

猫类检测

产品简称	产品名	抗原/抗体	检测样本
FCV Ag	猫杯状病毒抗原检测卡	抗原	眼结膜、鼻腔、唾液等分泌物
FCoV Ag	猫冠状病毒抗原检测卡	抗原	粪便
FPV Ag	猫瘟病毒抗原检测卡	抗原	粪便
FHV Ag	猫疱疹病毒抗原检测卡	抗原	眼结膜、鼻腔、唾液等分泌物
FeLv Ag	猫白血病抗原检测卡	抗原	全血、血清或血浆
FHW Ag	猫心丝虫抗原检测卡	抗原	全血、血清或血浆
FIPV Ab	猫传染性腹膜炎抗体检测卡	抗体	胸腹水
FPV Ab	猫瘟病毒抗体检测卡	抗体	血清/血浆
FHV Ab	猫疱疹病毒抗体检测卡	抗体	血清/血浆
FIV Ab	猫艾滋抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
FIV Ab+FeLv Ag	猫艾滋病抗体/猫白血病抗原检测卡	抗体/抗原	血清/血浆
Feline RLN	猫早孕检测卡	/	血清/血浆

犬猫共患

产品简称	产品名	抗原/抗体	检测样本
GIA Ag	贾第鞭毛虫抗原检测卡	抗原	粪便
LYM Ab	莱姆病抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
LSH Ab	利什曼原虫抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
EHR Ab	埃立克抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
ANA Ab	无形体抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
HW Ab/EHR Ab/ANA Ab	心丝虫/埃立克/无形体抗体检测卡	抗体	全血、血清或血浆
Rabies Ag	狂犬病毒抗原检测卡	抗原	唾液/脑脊液

畜牧检测

产品简称	产品名	抗原/抗体	检测样本
PREG Ag	猪早孕快速检测卡	抗原	尿液
ASFV Ab	非洲猪瘟病毒抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
ASFV AG	非洲猪瘟病毒抗原快速检测卡	抗原	唾液、分泌物
FMDV 3 AbC Ab	口蹄疫病毒 3ABC 抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
FMDV Asal Ab	口蹄疫病毒 Asa-I 型抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
PRRSV Ab	猪蓝耳病病毒抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
CSFV Ab	猪瘟病毒抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
PCV2 Ab	猪圆环病毒抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
BEP Ag	牛早孕尿液快速检测卡	抗原	尿液
BEP Ag	牛早孕血液快速检测卡	抗原	血液

畜牧检测

产品简称	产品名	抗原/抗体	检测样本
BGT Ag	牛妊娠快速检测卡	抗原	血液
Brucellosis Ab	布抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
Mb Ab	牛羊结核分支杆菌抗体快速检测卡-18	抗体	血液、血清
OEP Ab	羊早孕尿液快速检测卡	抗体	尿液
EPU Ab	马早孕尿液快速检测卡	抗体	尿液
EPB Ab	马早孕血液快速检测卡	抗体	血液
EVDA	马毒性腹泻抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
ERPI Ab	马传染性鼻肺炎抗体快速检测卡	抗体	血液、血清
ER Ag	马狂犬毒抗原快速检测卡	抗原	唾液、分泌物
ESm Ag	马流产沙门氏杆菌抗原快速检测卡	抗原	唾液、分泌物
EIV Ag	马流行性感冒抗原快速检测卡	抗原	唾液、分泌物
EV Ag	马腺疫毒抗原快速检测卡	抗原	唾液、分泌物
APU Ab	驴早孕尿液快速检测卡	抗体	尿液
APB Ab	驴早孕血液快速检测卡	抗体	血液

宠物止血粉

Pet Styptic Powder



【产品名称】宠物止血粉

【规格】5g/支

【适用对象】犬猫通用

【功能】局部止血

【用法用量】外用适量，撒布创面

【适应范围】

本产品作为宠物表皮或指甲浅表皮受伤出血时的辅助用品，在缝合或其他传统止血方法不适用或无效时，帮助控制毛细血管出血、静脉出血或小动脉出血。

【有效期】2年

兽用可吸收性缝线(PGA)

Absorbable Sutures for Veterinary Use (PGA)

【产品名称】兽用可吸收性缝线

【适用范围】用于动物组织的缝合、结扎

【材质】聚乙醇酸(PGA)

【禁忌症】对材料过敏者禁止使用



【结构组成】

缝线分为带针与不带针两种，带针缝线由医用缝合针和可吸收性外科缝线(PGA)连接组成，PGA经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

【材 质】

本产品采用聚乙醇酸(PGA)编织而成，缝线涂层为聚己内酯+硬脂酸钙，缝线染紫色或不染色，染色时应使用的染料为D&C紫色2号。

【性能指标】

1. 缝线表面应色泽均匀一致，条干均匀，无污渍、无结头。多股缝线表面应有涂层。缝合针表面应光洁、色泽均匀，针尖无弯钩，针孔和针槽应光洁居中，不得有毛刺或明显歪斜现象。缝合针与缝线衔接后，针尾应光滑。
2. 缝线的线径应符合企业标准表1的规定。
3. 缝线的断裂强力应符合企业标准表2的规定。
4. 针线连接强力应符合企业标准表3的规定。
5. 其余性能指标详见企业标准。



李经理:18657939678

网址:www.bioyizai.com

浙江义在医疗科技有限公司

Zhejiang Yizai Medical Technology Co., LTD

浙江省义乌市杨村路288号高创园9栋1楼